

Eindhoven, 12 november 2009

Introductie

TD Medical tekent exclusieve distributieovereenkomst met de firma Pathway Medical Technologies Inc.



Endovasculaire interventies in de AFS, Poplitea en lagere extremiteiten blijven een uitdaging. De 'Jetstream Aspirating Revascularization Technology', genaamd de JetstreamG2 NXT is een nieuw device dat zeker bijdraagt aan een succesvolle veilige benadering van dit soort uitdagingen.

De Jetstream G2 NXT is ontwikkeld om de atherosclerotische perifere problematiek zoals plaque, sterk gecalcificeerde plaque, occlusies, in-stent-restenoses en thrombus te behandelen. Het device bestaat uit een expandeerbare 'cutting tip' van 2,1mm tot 3.0mm. Tevens wordt er tijdens een procedure saline ingespoten en aspireert het device het te verwijderen materiaal.

De Jetstream G2 NXT is eenvoudig in het gebruik, gaat door een 7F sheath en is een 0.014 'over-the-wire' systeem.



Op zeer korte termijn kunt u voor meer informatie terecht op onze website en zullen wij u persoonlijk benaderen voor een eerste kennismaking met dit unieke product.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Dirk Reemers
Salesmanager

Agnes Lock
Account manager Radiologie