



Datum: March 15, 2016
Onderwerp: Phoenix

Geocludeerde AFS of onderbeen vaten?

In dat geval kan ons atherectomie device, de Phoenix, een prima oplossing voor u bieden!

De Phoenix is een 0.14 guidewire compatible device en heeft een 'front cutting design'. De schroefbladen 'snijden' het atherosclerotische weefsel naar de binnen behuizing van het device en vangen het materiaal op (een soort van 'Archimedes' schroef).

Door het 'front cutting design' is het niet nodig de nose cone van het device door de laesie heen te drukken, de Phoenix zoekt zelf haar weg. Phoenix ondersteunt de behandeling van zachte plaque tot hooggradige stenoses in AFS en smalle vaten zoals BTK.

Phoenix is eenvoudig in gebruik. Bediening middels een batterij geladen handle waardoor er geen extra randapparatuur nodig is. Phoenix is dus kosteneffectief in vergelijking tot overige alternatieven. Phoenix heeft een werk lengte van 130 cm en 149 cm en is verkrijgbaar in een 1.8 en 2.2 mm maat.

Voor meer informatie of andere vragen, kunt u contact met ons opnemen.

info@tdmedical.com

TD Medical bv

