



TRUETM FLOW

Valvuloplasty Perfusion Catheter

Datum: 14 oktober 2016
Onderwerp: True Flow

TAVI PRÉ- OF POST DILATATIE ZONDER RAPID PACING?

De True Flow Valvuloplasty Perfusion catheter is ontworpen conform een 8-chamber design. Dit zorgt ervoor dat het centrale lumen van de ballon open blijft tijdens inflatie. De True Flow is ontworpen om een lage hemodynamische weerstand te verkrijgen en te zorgen voor een continue cardiale doorbloeding, onafhankelijk van de ritmische staat van het hart. Rapid pacing tijdens dilatatie kan met het gebruik van Trueflow achterwege gelaten worden!

Verder heeft de True Flow dezelfde unieke eigenschappen als de True Ballon:

- Exacte sizing; waar overige ballonnen een onvoorspelbare afwijking hebben van de gelabelde diameter is de True ballon zéér precies.
Kortom: een 20 mm is ook echt 20 mm!
- Zeer snelle in- en deflatie
- Rupture resistant
- Perfecte re-wrap

Voor een compleet overzicht van de TrueFlow, True ballon en maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de brochures, klik [hier](#). Wij komen graag langs voor een persoonlijke product presentatie. De producten zijn per direct te bestellen bij TD Medical bv.

Voor meer informatie of andere vragen, kunt u contact met ons opnemen.